

## Program 2014



[www.unabeauty.eu](http://www.unabeauty.eu)



## Technology >



### LUNA Platform

Plateforme LUNA  
Piattaforma LUNA



### Applicators

Applicateurs (PAM)  
Applicatori



### Modules

Modules  
Moduli



### Treatment Protocols

Protocoles de soins  
Protocolli Trattamenti



### Assistance

Assistance  
Assistenza



### Training

Formation  
Formazione

## Products >



### Cosmeceutical

Cosméceutiques  
Cosmeceutici



### Accessories

Accessoires  
Accessori



### Consumables

Consommables  
Consumabili




### Training

Formation  
Formazione

# Marketing

# Point



## UNNA TV



## Posters

Poster  
Poster



## Brochure

Brochure  
Brochure



## Web marketing

Web Marketing  
Web Marketing



## Textiles

Textiles/Uniforme  
Tessili



## Training

Formation  
Formazione



## Brand

Marque  
Poster



## Elements

Éléments  
Elementi



## Service Project

Conception des services  
Servizio Progettazione



## Communication

Communication  
Comunicazione



## Web

Web  
Web



## Advertising

Publicité  
Pubblicità



## Training

Formation  
Formazione

# System

SYSTÈME • SISTEMA





### Micro currents



### Radio Frequency



### Vacuum



### Thermo



### Iontophoresis



### Photo stimulation



### Magneto



### Mesoporation



### Cryoelectrophoresis



### IPL Pulsed Light

NEW



### AW Acoustic wave

NEW



**Connect the applicator and execute the treatment.** A complete platform with all the technologies integrated. To activate it, just connect the applicator and select the treatment.

**Connecter l'applicateur et exécuter le soin.** Une plateforme complète avec toutes les technologies intégrées. Pour les activer il suffit de brancher l'applicateur et sélectionner le soin.

**Collega l'applicatore ed esegui il trattamento.** Una piattaforma completa con tutte le tecnologie integrate. Per attivarle basta collegare l'applicatore e scegliere il trattamento.

# Modular

MODULAIRE • MODULARE



## TROLLEY DETAILS



Support L



Support R



Backlight logo



Shelf

## ● Standard Modules

MODULI DI SERIE

## ● Optional Modules

MODULI OPZIONALI

	 <b>GEN-01</b>	 <b>GEN-02</b>	 <b>PUMP-01</b>	  <b>LIGHTPULSE MD-IPL01/02</b>	 <b>MICRODERM MD-MDA01</b>	 <b>OXYGEN MD-OXY01</b>
ELETTROPORAZIONE	●	●				
LIPOCAVITAZIONE *		●				
RADIOFREQUENZA	●	●				
CRIOELETTROFORESI	●	●				
LASER ESTETICO	●	●				
MESOPORAZIONE	●	●				
VACUUM			●			
PRESSO			●			
ULTRASUONI	●	●				
ELETTROSTIMOLAZIONE	●	●				
MICROCORRENTI	●	●				
THERMO	●	●				
FOTOSTIMOLAZIONE	●	●				
MAGNETO	●	●				
U.V. ULTRAVIOLETTI	●	●				
IR INFRAROSSO	●	●				
IONOFORESI	●	●				
CROMO	●	●				
DERMOABRASIONE	●	●				
OXYGEN 30			●			
ONDA D'URTO <b>NEW</b>	●	●				
HPL LIPO <b>NEW</b>	●	●				
LUCE PULSATA <b>NEW</b>				●		
MICRODERMOABRASIONE					●	
OXYGEN 95						●

\*NON PER SETTORE ESTETICO IN ITALIA



Easy to remove • Facile à déconnecter • Facili da togliere



Multichannel • Multicanale • Multicanale

# Applicators

## APPLICATEURS (PAM) • APPLICATORI

### IPL Luce Pulsata



**Manipolo luce pulsata IPL [IPL-01]**  
Manipolo con finestre intercambiabili in base alla zona da trattare e filtri intercambiabili. Necessita di modulo esterno MD-IPL01



**Manipolo luce pulsata IPL [IPL-02]**  
Manipolo per trattamenti di Luce Pulsata raffreddato ad acqua con filtri intercambiabili. Necessita di modulo esterno MD-IPL02

### Radiofrequenza



**Manipolo Capacitivo [RDF-07]**  
Manipolo con dischi radiali capacitivi per applicazioni di radiofrequenza localizzata. Dischi non inclusi.



**Manipolo Resistivo [RDF-08]**  
Manipolo con dischi radiali resistivi per applicazioni di radiofrequenza localizzata. Dischi non inclusi.



**Manipolo Bipolare [RDF-05]**  
Manipolo per radiofrequenza bipolare particolarmente indicato per trattamenti viso e corpo.



**Manipolo Selettivo RF [RDF-03]**  
Manipolo per Trattamento RF selettivo, composto da un applicatore e da Kit di puntali intercambiabili.



**Appl. RF a Scansione [RDF-04]**  
Applicatore per trattamenti di Radiofrequenza non presidiato, composto da una scatola di derivazione e da elettrodi da applicare sul corpo.



**Manipolo Bipolare Corpo [RDF-09]**  
Manipolo radiofrequenza bipolare per trattamenti corpo.



**Pinza epilazione [RDF-02]**  
Pinza per epilazione dotata di impugnatura ergonomica e unghia protettiva in ABS.



**Manipolo Ago [RDF-01]**  
Porta ago con impugnatura antiscivolo, sistema a mandrino con cappuccio per ago da epilazione. Maneggevole e preciso anche per punti critici come la zona sotto il mento.



**Manipolo Sonda [RDF-06]**  
Manipolo in plexiglass, completo di due accessori: piatti in acciaio. Indicato per trattamenti di radiofrequenza.

### Mesoporazione



**Manipolo Mesoporazione [MES-01]**  
Kit manipolo per trattamenti di Mesoporazione composto da elettrodo diffusore e da puntale.

### Presso



**Kit Presso [PRE-01]**  
Pressomassaggio con sacche gambali/bracciali, busta sottolettino, sacche per piedi. Modulo esterno per collegamento delle sacche, 11 uscite programmabili in base al trattamento.

## Infrarosso



### Placche Infrarosso [LIR-01]

Placche per trattamenti IR. Si fissano sul corpo mediante le fasce di velcro non incluse.



### Manipolo Cromo IR [LIR-02]

Manipolo costituito da un corpo in PVC e lampada Cromo riscaldante. Indicato per trattamenti di cromoterapia e vasodilatazione per veicolazione prodotti o lozioni.

## Lipocavitazione



### Testina Cavitazione [CAV-01]

Testina a ultrasuoni a bassa frequenza da 28 e 33 KHz. Corpo in PVC, impugnatura ergonomica di facile utilizzo. Per trattamenti di cavitazione, da usare su pannicoli adiposi.

## Thermo



### Applicatore Thermo [TER-04]

Manipolo per trattamenti Thermo a contatto, con temperatura regolabile dai programmi.



### Coperta Termica [TER-01]

Termocoperta a 3 settori indipendenti (Addome, Glutei Gambe) per trattamenti termici. Chiusura a velcro.



### Fascia Termica [TER-02]

Kit fascie composto da 2 gambali e un corpetto per trattamenti termici. Chiusura a velcro.



### Maschera Termica [TER-03]

Per trattamenti Thermo sul viso.

## Ultrasuoni



### Testina 1MHz [ULS-01]

Testina da 1 MHz con manipo ergonmico in PVC per una facile presa e una agevole movimentazione sul corpo.



### Testina 3MHz [ULS-03]

Testina da 3 MHz con manipo ergonmico in PVC per una facile presa e una agevole movimentazione sul corpo.



### Spatola a Ultrasuoni [ULS-04]

Spatola ad ultrasuoni a bassa frequenza da 25 KHz con tappo di chiusura e di protezione. Indicata per trattamenti viso esfolianti e di sonoforesi.



### Placche Ultrasuoni 1MHz [ULS-05]

Placche a ultrasuoni da 1 MHz con 6 punti di erogazione (3x2) per trattamenti non presidiati. Si fissano al corpo mediante bande elastiche blu (non incluse).

## UV



### Manipolo UV [UV-01]

Manipolo UV 8 sorgenti

## Cromo



### Placche Cromo [CRO-01]

Placche per trattamenti estetici di Cromo.



### Testina Cromoriscaldante [CRO-02]

Manipolo costituito da una testina cromoriscaldante con possibilità di controllo temperatura digitale. Range da 42-45 gradi.



### Penna Cromo [CRO-03]

Manipolo costituito da un corpo in PVC e micro-lampada per trattamenti Cromo. Particolarmente indicato nei trattamenti rughe viso.

## Dermoabrasione



### Spazzola dermoabrasione [DER-01]

Manipolo con spazzole intercambiabili a seconda della zona da trattare. Velocità di rotazione delle spazzole regolabile per un'azione modulata e specifica per ogni esigenza.



### Microdermoabrasione [DER-02]

Impugnatura in alluminio, cappuccio usa e getta. Per trattamenti di microdermoabrasione con Cristalli di Corindone o microsferi. Necessita di modulo esterno MD-MDA01



### Manipolo Scrub [DER-03]

Manipolo dotato di testina oscillante, completo di kit porta spugne per trattamento peeling superficiale, da utilizzare con prodotti scrub.

## Magneto



### Placca magneto [MAG-01]

Placca magneto con ansa per fissaggio con banda elastica.

## Microcorrenti



### Applicatore a sfere [MCR-01]

Manipolo per trattamenti di stimolazione e riflessologia. Costituito da corpo in alluminio satinato, completo di sfere in ottone cromato diametro 15 mm.



### Microelettrodi-laser [MCR-02]

Manipolo per trattamenti rughe per microstimolazione. Dotato di un puntale intercambiabile da 5 e da 9 microelettrodi da utilizzarsi a seconda della lunghezza della ruga.



### Manipolo Puntale [MCR-03]

Manipolo con impugnatura in alluminio satinato, e attacco M4 completo di kit accessori. Indicato per trattamenti viso di mesoporazione.



### Manipolo Sfera [MCR-04]

Impugnatura ergonomica con sistema antiscivolo grip, e attacco M4. Indicato per applicazioni di elettrodrenaggio e microstimolazione. N.B. Accessorio non incluso.



### Manipolo Miolift [MCR-08]

Manipolo costituito da una impugnatura ergonomica con sistema antiscivolo grip, e attacco M6 completo di accessorio cilindrico in acciaio.



### Microstimolatore 3 sfere [MCR-06]

Manipolo con impugnatura in PVC, completo di 3 sfere in ottone cromato diametro 20 mm, indicato per trattamenti di microstimolazione corpo.



### Microstimolatore 6 sfere [MCR-05]

Impugnatura in PVC, 6 sfere in ottone cromato diametro 20 mm su bracci regolabili, per adattarsi alle parti del corpo, indicato per trattamenti di microstimolazione.



### Manipolo Roller Corpo [MCR-07]

Manipolo costituito da impugnatura ergonomica con sistema antiscivolo grip, e attacco M4. Indicato per trattamenti corpo, ottimo per uso prolungato. N.B. Accessorio non incluso.

## Criolettroforesi



### Kit Criolettroforesi [CRY-01]

Cavo con bicchieri intercambiabili per trattamenti di Criolettroforesi corpo e viso. Kit completo di 2 bicchieri da 100 ml e 2 bicchieri da 50 ml.

## Fotostimolazione



### Man. Ringiovanimento [FOT-01]

Manipolo Luce blu per Fotoringiovanimento



### Manipolo Fotostimolazione [FOT-02]

Manipolo Fotostimolazione luce mix.

## Ossigeno



### Manipolo Ossigeno 30% [OXY-01]

Manipolo per trattamenti di veicolazione con Ossigeno 30% disponibile in natura.



### Manipolo Ossigeno 95% [OXY-03]

Manipolo per trattamenti di veicolazione con Ossigeno 95%. Necessita di modulo esterno MD-OXY01

## Vacuum



### Manipolo Vacuum [VAC-01]

Impugnatura PVC con sistema antiscivolo grip, attacco rapido, per vacuum e stimolazione attiva derma, completo di kit accessori intercambiabili. Ideale per trattamento zona viso.



### Manipolo Elettrovacuum [VAC-04]

Manipolo per trattamenti combinati di Vacuum, Microcorrenti e Cromoestetica. Da utilizzare sul corpo.



### Manipolo Termovacuum [VAC-03]

Azione combinata di stimolazione termica e massaggio Vacuum. Il massaggio è particolarmente gradevole grazie alle sfere che agiscono a contatto con la pelle.



### Manipolo Linfodrenaggio [VAC-02]

Manipolo a rulli per massaggio linfatico e anticellulite. Corpo in plastica e presa ergonomica.

## Elettrostimolazione



### Elettrodi viso due canali [ELS-01]

Elettrodi viso due canali. Per trattamenti di Elettrostimolazione o Ionoforesi.



### Elettrostimolazione 8 CH [ELS-02]

Kit a 8 canali di uscita per trattamenti corpo e viso. Il kit comprende scatola di derivazione per elettrostimolazione sequenziale.

## Elettroporazione



### Manipolo Diffusore [ELP-01]

Impugnatura in PVC e testina a sfere in acciaio. Progettato specificamente per trattamenti di diffusione dei composti, per la veicolazione transdermica e l'elettroporazione.

## Laser



### Manipolo Laser 10 mW [LAS-01]

Laser 904 nm IR Pulsato con potenza media 10 mW. Raffreddato con celle di Peltier. Dim. 210 mm x 41 mm.



### Manipolo Suzione Laser [LAS-02]

Manipolo di Suzione con Laser integrato per il trattamento delle rughe e della lassità cutanea.



### Manipolo Laser 45 mW [LAS-03]

Laser 904 nm IR Pulsato con potenza media 45 mW. Raffreddato con celle di Peltier. Dim. 210 mm x 41 mm.

## Ionoforesi



### Puntale Spugna [ION-01]

Impugnatura in alluminio satinato, attacco M4 con kit porta spugna. Indicato per ricerca e stimolazione punti motore. Disponibili anche solo kit porta spugna (vedi voce Accessori).



### Manipolo Spugna [ION-02]

Impugnatura ergonomica e sistema antiscivolo grip, con attacco M4 completo di kit porta spugna. Disponibili anche ricambi spugna (diametro 50 mm) in confezione da 10 pezzi.

## HPL Lipo



### Placche HPL-Lipo [HPL-01]

Placche per trattamenti liporiducenti e lipomodellanti con led ad alta potenza 635 nm. Il kit è composto da 4 placche grandi e 2 piccole.

## Onda d'urto



### Manipolo onda d'urto

Prossimo sviluppo.

## Altro



### Manipolo [OXY-02]

Flacone per liquidi che viene collegato all'apparecchiatura per la nebulizzazione dei prodotti cosmetici.



### Microscopio a contatto [MIC-01]

Applicatore microscopico con ingrandimento da 50 a 200 X.



### Elettrodo di massa [AC-010]

Elettrodo di massa che viene tenuto in mano dalla Cliente durante i trattamenti per poter chiudere l'anello di massa del circuito.

# Cosmeceuticals

COSMÉCEUTIQUE • COSMECEUTICI

A complete line of cosmeceuticals, formulated to maximize treatment protocols, with a number system for quick recognition.

Une gamme complète de cosméceutiques, formulée pour maximiser les protocoles de soins, avec un numéro d'identification pour une reconnaissance rapide.

Una linea cosmeceutica completa, formulata per massimizzare i protocolli di trattamento, con un numero identificativo in evidenza, per un veloce riconoscimento.



AB-01	<b>Cleanser</b>	250 ml
AB-02	<b>Crema Idrat. Lenitiva</b>	250 ml
AB-03	<b>Emulsione Tono</b>	250 ml
AB-04	<b>Crema Idratante Filtri</b>	250 ml
AB-05	<b>Emulsione Lipolitica</b>	500 ml
AB-06	<b>Gel Cellulite</b>	500 ml
AB-07	<b>Emulsione Anti-Age</b>	250 ml
AB-08	<b>Scrub Emuls. Esfoliante</b>	250 ml
AB-09	<b>Peeling Chimico AHA</b>	250 ml
AB-10	<b>Crema Super Lenitiva</b>	250 ml
AB-11	<b>Crema Tono Seno</b>	250 ml
AB-12	<b>Crema Ritardante Pelo</b>	250 ml
AB-13	<b>Gel Drenante</b>	500 ml
AC-21	<b>Acido Ialuronico</b>	30 ml
AC-22	<b>Acido Cogico</b>	30 ml
AC-23	<b>Acido Glicolico</b>	30 ml
AC-24	<b>Acido Ascorbico</b>	30 ml
AC-25	<b>Acido Salicilico</b>	30 ml


AS-31	<b>Siero Vitalità</b>	100 ml
AS-32	<b>Siero Adipe</b>	100 ml
AS-33	<b>Siero Cellulite</b>	100 ml
AS-34	<b>Siero Smagliature</b>	100 ml
AS-35	<b>Siero Riepitellizzante</b>	100 ml
CK-41	<b>Cocktail Adipe</b>	30 ml
CK-42	<b>Cocktail Cellulite</b>	30 ml
CK-43	<b>Cocktail Smagliature</b>	30 ml
CK-44	<b>Cocktail Rughe</b>	30 ml
CK-45	<b>Cocktail Acne</b>	30 ml
CK-46	<b>Cocktail Tono</b>	30 ml
CK-47	<b>Cocktail Anti-Age</b>	30 ml
CK-48	<b>Cocktail Peeling AHA</b>	30 ml
GM-50/B	<b>Gel Base Dermo Poraz.</b>	500 ml
GM-51	<b>Gel Meso Antiageing</b>	50 ml
GM-51/B	<b>Gel Meso Antiageing</b>	500 ml
GM-52	<b>Gel Meso Cellulite</b>	50 ml
GM-52/B	<b>Gel Meso Cellulite</b>	500 ml

GM-53	<b>Gel Meso Lifting</b>	50 ml
GM-53/B	<b>Gel Meso Lifting</b>	500 ml
GM-54	<b>Gel Meso Lipolitico</b>	50 ml
GM-54/B	<b>Gel Meso Lipolitico</b>	500 ml
GM-55	<b>Gel Striae</b>	50 ml
GM-56	<b>Gel Meso Tono</b>	50 ml
GM-56/B	<b>Gel Meso Tono</b>	500 ml
KR-61	<b>Carrier Crio A</b>	100 ml
KR-62	<b>Carrier Crio B</b>	100 ml
KR-63	<b>Crema Cryogel</b>	250 ml
KR-64	<b>Carrier Crio F Phosfotid.</b>	100 ml
KR-65	<b>Carrier Crio C Biolifting</b>	50 ml
SE-01	<b>Gel Conduttivo</b>	260 ml
SE-05	<b>Gel Guida Luce</b>	500 ml
SE-06	<b>Glicolico soluzione</b>	100 ml



# Marketing

MARKETING • MARKETING



## UNA TV

- UNA TV Player, connection and cable [TV-01]
- UNA TV year subscription [TV-01A]

The first system in the world with live advertising in your center using video and images. Connect UNA TV to your Monitor, choose the video and images for each technology, indicate the prices and offers, and start the video.

Le premier système au monde de publicité active dans votre centre avec vidéo et images. Connectez UNA TV à votre moniteur, choisissez la vidéo et des images pour chaque technologie, affichez vos tarifs de soins et vos offres et démarrez la vidéo.



Il primo sistema al mondo per la pubblicità attiva nel tuo centro con video ed immagini. Collega UNA TV al tuo Monitor, scegli i video e le immagini per ogni tecnologia, imposta i tuoi prezzi e le offerte e avvia il video.

## Insegna



- Insegna luminosa monofacciale [IL-01]
- Insegna luminosa bifacciale [IL-02]
- Kit per montaggio a bandiera [IL-03]

## Adesivi vetrina



- UNA Beauty Point 15x10cm [LO-01]
- UNA Beauty Point 30x20cm [LO-02]

## Vetrofanie

- DIMAGRIMENTO
- ANTIAGEING
- TONIFICAZIONE
- PEELING
- RUGHE
- LIFTING
- CAPILLARI
- ANTICELLULITE
- ANTISTRESS
- LINFODRENAGGIO
- DETOSSINANTE
- DEPILAZIONE
- STIMOLANTE
- VALUTAZIONE SUPERFICIE
- IGIENE ORALE

- Vetrofania Tecnologie 50x70cm [VF-01]
- Vetrofania Tipologie 50x70cm [VF-02]

## Brochure reception



- Brochure 24p 15x20cm 135gr [BR-01-XX]
- Espositore brochure plexiglass 23x13cm [EB-01]
- Espositore brochure plexiglass 11x18cm [EB-02]

## Roll Up



- Roll Up Tecnologie 80x200cm 4kg PVC [RU-01]
- Roll Up Tipologie 80x200cm 4kg PVC [RU-02]

## Tessili



- Asciugamani UNA 50x70 cm [AM-01-XX]
- Asciugamani UNA 30x50 cm [AM-03-XX]
- Camice personalizzato [CA-01-XX]

## Cornici



- Cornice luminosa poster 50x70x3cm [EL-01]
- Cornice luminosa poster 70x100x3cm [EL-02]
- Cornice "a scatto" 50x70x3 cm [CO-01]

## Poster



- Poster Tecnologie 50x70cm 170 gr plast. [PO-01]
- Poster Tipologie 50x70cm 170 gr plast. [PO-02]
- Poster a richiesta 50x70cm 170 gr plast. [PO-03]

## Volantini e Pieghevoli



- Brochure pieghevole 10x21cm [BR-XX]
- Volantino A5 bifacciale tir. 5.000pz [VO-01]

## Espositori




- Espositore 2 teche plexiglass 80x200cm [EA-01]
- Teca supplementare 30x30x30cm [EA-02]
- Espositore a parete

## Banner web



- Banner web formati standard
- Banner mail animati


## Web e Social Network



- Supporto marketing: [www.unamarketing.eu](http://www.unamarketing.eu)
- Sito Centro: [www.unapoint.com/iltuonome](http://www.unapoint.com/iltuonome)
- Social network: Facebook Cover

# Training

FORMATION • FORMAZIONE



**E-Learning** for continuous protocol training, new technologies and treatments, and sale techniques, both for you and your collaborators, without ever leaving your home.

**E-Learning** pour une formation continue sur les protocoles, technologies, nouveaux soins et techniques de vente, pour vous ainsi que pour vos collaborateurs, sans sortir de la maison.

**E-Learning** per una formazione continua sui protocolli, tecnologie, nuovi trattamenti, e tecniche di vendita, sia per te che per i tuoi collaboratori, senza muoverti da casa.



Follow the course and get the certificate.  
Suivre le cours et obtenir le certificat.  
Segui il corso e scarica il certificato.

Protocols directly **intergrated in the UNA** with Photos, Videos, associated Cosmeceuticals, contraindications, precautions and instructions.

Protocoles **intégrés sur UNA** avec Photos, Vidéos, Cosméceutiques associés, contre-indications, les précautions et les avertissements.

Protocolli **integrati direttamente su UNA** con Foto, Video, Cosmeceutici associati, controindicazioni, precauzioni ed avvertenze.



A service of personal **Tutor** for basic use of UNA and protocol training.

Un service de **Tuteur** pour la formation à l'utilisation de UNA et des protocoles.

Un servizio di **Tutor** per la formazione all'utilizzo di UNA e dei protocolli.



**Supporto telefonico** per i primi periodi di utilizzo della piattaforma (90 giorni) per Formazione e Setup.

**Support téléphonique** pour la première période d'exploitation de la plateforme (90 jours) pour la formation et mise en route.

**Telephone support** for the first periods of use of the Platform (90 days) for Formation and Setup.





**The ultimate solution for Professional treatments.**

Rational spaces designed to maximize the functionality and features of UNA.


**La solution ultime pour des soins Professionnels.**

Espaces rationnels visant à maximiser la fonctionnalité et les caractéristiques de UNA.

**La soluzione definitiva per i trattamenti Professionali.**

Spazi razionali progettati per massimizzare la funzionalità e le caratteristiche di UNA.





## 6-9 m<sup>2</sup>

The CORNER is the ideal solution for an existing center that would like to implement a professional treatment room, and use the UNA Brand.

Le CORNER est la solution idéale pour les centres existants qui souhaitent réaliser une Cabine de soins professionnels, et utiliser la marque UNA.

Il CORNER è la soluzione ideale per attività esistenti che vogliono implementare una Cabina con trattamenti Professionali, e usare il brand UNA.



## 35-40 m<sup>2</sup>

A compact solution with two cabins, ideal for prestigious locations (business centers or high traffic areas), that use the shop window as an advertising element.

Solution compacte avec deux cabines, adaptée aux emplacements prestigieux (centres commerciaux ou façade avec passage important), qui utilise la devanture comme élément de communication.

Soluzione compatta con due cabine, adatta per luoghi di prestigio (centri commerciali o fronte strada ad alto passaggio), che usa la vetrina come elemento di comunicazione.



## > 40 m<sup>2</sup>

The solution using UNA treatment rooms with other specific services. Suitable for larger centers that perform other services (massage, nails, medical treatments).

Une solution avec plusieurs cabines UNA et d'autres cabines avec technologies approuvées. Idéal pour les grands centres qui désirent offrir d'autres services (massage, ongles, traitements médicaux).

Soluzione con cabine UNA e cabine con altri servizi con tecnologie approvate. Adatta per centri di maggiori dimensioni che eseguono anche altri servizi (massaggi, nails, trattamenti medicali).



**UNNA**  
BEAUTYCENTER

**Trattamenti viso e corpo.**

<b>Dimagrimento</b> 	<b>Antiaging</b> 
<b>Tonificazione</b> 	<b>Cellulite</b> 
<b>Depilazione</b> 	<b>Antistress</b> 
<b>Rughe</b> 	<b>Lifting</b> 

[www.unnabeauty.it](http://www.unnabeauty.it)



# Elements

ÉLÉMENTS • ELEMENTI

## A Front



## B Reception



## C Cabin



### A Front

- n° 1 cod. IL-01 (MKT)
- n° 1 cod. VF-02 (MKT)
- n° 2 cod. EL-01 (MKT)

### B Reception

- n° 1 cod. MOB-02 (Elements)
- n° 1 cod. TV-01 (UNA TV)
- n° 2 Armchairs / Poltrone / Fauteuil
- n° 2 cod. EL-02 (MKT)

### C Cabin

- n° 1 UNA Platform
- n° 1 cod. MOB-01 (Elements)
- n° 1 cod. TV-01 (UNA TV)
- n° 1 Bed / Lettino / Lit
- n° 1 Chair / Sgabello / Chaise
- n° 1/2 cod. EL-02 (MKT)
- n° 1 Armchair / Poltrona / Fauteuil

### The basic ambiances

With few elements we create 3 basic ambiances (Cabin, Display Window, and Reception). Send us your dimensions and we'll send you the project for your center.

### Les ambiances de base

Avec quelques éléments, vous pouvez créer trois ambiances de base (Cabine, Vitrine et Réception). Envoyez-nous les dimensions et nous vous ferons parvenir un plan pour votre centre.

### Gli ambienti base

Con pochi elementi si creano i 3 ambienti base (Cabina, Vetrina, e Ricevimento). Inviaci le misure e ti invieremo il progetto per il tuo centro.

### Signals





**[MOB-02]** Desk  
Dim. 110 H x 160 cm - Shelf 50 cm



**[MOB-01]** Operative  
Dim. 195 H x 195 cm



**[MOB-05]** Operative S  
Dim. 195 H x 135 cm



**[MOB-03]** Showcase  
Dim. 195 H x 55 cm



**[MOB-04]** Showcase  
Dim. 195 H x 90 cm



**[MOB-006]** Showcase  
Dim. 195 H x 195 cm

 Made in Italy

---

**Gruppo Fatrotek S.p.A.**  
Via Case Rosse, 22  
IT - 84131 Salerno  
tel. +39 089 38 13 39  
fax +39 089 38 54 016  
info@unamail.eu

- Belarus
- France
- Lebanon
- Romania
- Switzerland
- United Arab Emirates

[www.unabeauty.eu](http://www.unabeauty.eu)